

IgE testi tecrübenizi **MAX**imuma çıkarın.

MAT
MULTI ARRAY XPLOER 45K



MAX 45k, MADx ürün ailesinin en yeni üyesidir. **ALEX²** ile birlikte **MAX 45k**, IgE multipleks testinin tüm potansiyelini ortaya çıkarır


ÖZELLİKLER

- MAX 45k masa üstü bir cihazdır
- Net ağırlık: **100 kg**
- Genişlik: **115 cm**
- Derinlik: **65 cm**
- Yükseklik: **60 cm**
- Güç Bağlantısı:
Standard (100-240V, 50/60Hz)

ANA ÖZELLİKLER

- **Tam otomatik parti analizörü**
- Bir çalışmada 50'ye kadar hasta numunesi
- **Günde 3 test çalışması** - gece boyunca çalışma dahil - **45.000 sonuç üretimi**
- Toplam test süresi: 4 saat
- **Kullanıcı kontrol süresi: 20 dakika**
- Yükleme süresi: 5 dakika
- Görsel sonuç kontrol süresi: 15 dakikaya kadar

NUMUNE ROTOR




ÇALIŞMA YAZILIMI RAPTOR SUNUCUSU

- MAX 45k, bulut tabanlı RAPTOR SUNUCU yazılımı tarafından yönetilir
- Sezgisel kullanıcı arayüzü
- RAPTOR SERVER hem çevirimçi hem de çevrimdışı çalıştırılabilir *
- RAPTOR SUNUCUSU, bir dizi MAX 45k enstrümanı (MultiMAX) yönetebilir

* çevrimdışyken bazı özellikler kullanılamayacak

KARTUŞ ROTOR



NUMUNE TÜPLERİ VE HACİM

- Standart numune tüpleri (13/16 mm çap) ve düşük hacimli tüpler kullanılabilir
- Gerekli numune hacmi
 - Standart numune tüpleri için 400µl
 - Düşük hacimli numune tüpleri için 200µl

MAKALE NUMARALARI

MAX 45k 16-0000-01
ALEX² 02-5001-01

TEST ÇALIŞTIRMA SÜRESİ (maksimum sayıda test için)

Kullanıcı süresi: 20 dk.

Uzaktan çalışma: 220 dk.

Yükleme süresi
5 dk.

Envanter okuma süresi
15 dk.

Test çalışma süresi
200 dk.

Görsel sonuç kontrolü
süresi 15 dk.

Yıkama
süresi 5 dk.